


Goldring E3 Violet Wkładka Gramofonowa MM Salon Poznań



Cena: 486 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 1 rok

Dostępne kolory: Fioletowy

Important Properties

Typ wkładki: MM

Szlif igły: Eliptyczny

Product Description

Wkładka Gramofonowa MM Goldring E3 Violet

Seria wkładek E została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy posiadają już pierwszy gramofon i rozważają wymianę fabrycznej wkładki na lepszą. Konstrukcja i waga wkładek z serii E idealnie pasuje do ramion gramofonów o średniej i dużej masie. Optymalnie dobrana waga, tracking i parametry elektryczne sprawiają, że wkładki Goldringa są bardzo łatwe w montażu, kalibracji oraz chętnie współpracują z praktycznie każdym przedwzmacniaczem.

Projekt Serii E przynosi istotne nowości w swoim segmencie cenowym:

- karbonowy wspornik igły w wejściowym E1
- aluminiowy wspornik igły w modelach E2 i E3
- unikalną budowę wszystkich trzech wkładek, w ramach której operują dwa niezależne ultralekkie magnesy (technologia Magnetix Duplex) ułożone pod kątem 45 stopni
- super-eliptyczny szlif igły w modelu E3

Magnesy charakteryzują się bardzo niską masą, a tym samym minimalną bezwładnością, co zwiększa czułość całego układu. Ponadto, ustawiono je pod kątem 45 stopni, tak aby naśladowały pracę noża żłobiącego nagranie w płycie winylowej. Pozwala to na dokładniejsze śledzenie nagrania przez igłę, a co za tym idzie wydobyć większej ilości informacji z winylu. Rozdzielenie magnesów przekłada się na lepszą separację kanałów, co w efekcie pozwala budować lepszą scenę muzyczną stereofonii i niższy stosunek sygnału do szumu.

Dane techniczne:

- Typ wkładki

- MM/MI
- Indukcyjność wewnętrzna
 - 400 mH
- Rezystancja
 - 410 Ohm
- Impedancja wejściowa MM
 - 47 kOhm
- Pojemność wejściowa MM
 - 100 - 200pF
- Balans kanałów
 - 1.5dB przy 1kHz
- Czułość wyjścia
 - 3.5mV
- Separacja kanałów
 - >20 dB przy 1 kHz
- Pasmo przenoszenia-1
 - 20 - 20.000Hz
- Siła nacisku
 - 1.5 - 2.5g
- Kąt nachylenia igły
 - 20 stopni
- Headshell
 - nie
- Wymienna igła
 - tak
- Szlif
 - Supereliptyczny
- Mocowanie wkładki
 - 1/2 cala
- Waga
 - 6,9
- Masa produktu
 - 7 G